

Fiche Technique

Filtre Veine Cave Optionnel OATF

CLASSE III (selon la Directive 93/42/CEE)
Code LPP = 8183610


- Prévention permanente ou temporaire de l'embolie pulmonaire
- 4 voies d'implantation : jugulaire, brachiale, fémorale, poplitée
- Compatibilité IRM conditionnelle
- Marquage CE 0297

Le Kit Filtre Veine Cave Optionnel OATF contient :

- ✓ Le Filtre Veine Cave Optionnel OATF dans son porte-filtre
- ✓ Un système d'introduction (dilatateur, gaine d'introduction et cathéter poussoir)
- ✓ Une aiguille de ponction
- ✓ Un guide en J

3 Pattes anti-basculement
Optimisation du centrage du filtre

2 Pattes de centrage



Paramètres du Filtre

Diamètre d'une patte (mm)	Matériau	Diamètre maximal de la veine cave (mm)	Longueur du Filtre (mm)
0,3	Acier inoxydable 316 LVM*	32	55

*ISO 5832-1

